

IKA

designed for scientists

ДИА•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line



Н 30 Приспособление для масляной бани, 1.5L

/// Технический паспорт

Приспособления для масляных бань Н 29 и Н 30 могут использоваться с магнитной мешалкой IKAMAG® с подогревом или же с нагревательной плитой IKATHERM® диаметром 135 мм.

- Широкие обода не дают соскальзывать с нагревательной пластины
- Пластиковые ручки не дадут Вам обжечься горячим маслом
- Изготовлены из алюминия, что обеспечивает хорошую теплопроводность и быстрое нагревание среды
- Легкая чистка
- Данные приспособления могут использоваться только для масляных бань.



designed for scientists

Технические данные

Внутренний диаметр [mm]	190
Нижняя форма	полый цилиндрический
Полезный объем макс. [ml]	1500
Рабочая температура макс. [°C]	300
Материал	Алюминиевый литые
Высота [mm]	110
Вес [kg]	0.948

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

