


Поддерживаем ваш рабочий процесс

Соли и буферы Redi-Dri™ без комочков
для масштабирования процессов



Redi-Dri™

Глобальное присутствие для мирового прогресса

Redi-Dri™ - это инновационная продуктовая линейка, которая позволит вам забыть о таком явлении как слеживаемость для обширного перечня популярных гигроскопичных солей и буферов. Наш уникальный процесс упаковки позволяет получить высококачественные, легкосыпучие, готовые к применению материалы. Это достигается без применения каких-либо химических добавок, антислеживающих агентов или гидрофобных компонентов.

Где бы вы ни работали – на крупном химическом производстве или в лаборатории над созданием рецептуры для фармацевтической промышленности- продукция Redi-Dri™ удовлетворит вашим требованиям и ожиданиям. Это также ускоряет время разработки процесса и сам производственный процесс. Вы можете выбрать необходимый вам размер упаковки вплоть до 25 кг. Вам больше не придется тратить свое драгоценное время, чтобы дробить комочки. Также, продукция Redi-Dri™ предлагает более экологичный вариант для процессов масштабирования с меньшим количеством производственных отходов.

Запустите свою химическую реакцию эффективно и безопасно сегодня!



6 причин масштабировать процессы с Redi-Dri™

- **Высокая эффективность:** Экономия времени и трудозатрат при использовании сыпучих материалов без комков!
- **Безопасность прежде всего:** Исключите риск получения травмы при дроблении комков или поломки оборудования
- **«Зелёная химия»:** Повышение атомной эффективности и снижение факторов влияния на окружающую среду
- **Меньше отходов:** Берегите окружающую среду и экономьте свои средства благодаря отсутствию необходимости выбрасывать упаковку с остатками реагентов, которые невозможно оттуда извлечь
- **Без добавок:** Получите именно то, что вам нужно без антислеживающих агентов и гидрофобных соединений
- **Гарантированное качество:** Используйте самые свежие, высококачественные реагенты, которые отвечают вашим требованиям. Целостность упаковки гарантирована.

Выберите свой размер

Продукты Redi-Dri™ теперь доступны в любой упаковке весом до 25 кг. Если Вам требуются большие объемы, пожалуйста, свяжитесь с местным представительством для получения предложения.



Надежная инновационная упаковка

Упаковка Redi-Dri™ в сравнении с традиционной упаковкой

Исследование зависимости содержания влаги в упаковке хлорида калия (KCl) от времени было проведено для сравнения системы упаковки Redi-Dri™ с традиционной упаковкой в условиях высокой влажности (85 +/-5%). Как и ожидалось, система упаковки Redi-Dri™ предотвратила абсорбцию воды со временем, в то время как традиционная упаковка продолжает адсорбировать воду, в результате чего образуются комки соли. Как показано на графике потери влаги при высушивании ниже, KCl в упаковочной системе Redi-Dri™ остается сыпучим в течение девятимесячного испытательного периода и после него.

Определение содержание влаги в KCl методом высушивания Упаковка Redi-Dri™ против Традиционной упаковки



Популярные продукты Redi-Dri™

Доступно более 100 продуктов Redi-Dri™

Наименование продукта	Кат. №
L-аскорбиновая кислота, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	795437
Аммония формиат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, чда, 97%	798568
Аммония хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99.5%	901230
Гуанидингидрохлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ≥99%	RDD001
Имидазол, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	792527
Калия ацетат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99.0%	791733
Калия иодат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	746428
Калия иодид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%	793582
Калия карбонат безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	791776
Калия фосфат однозамещенный, 795488 безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	795488
Калия фосфат двухосновный, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥98%	795496
Калия фосфат двухосновный, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	795410
Калия фосфат трехосновный, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, чда, ≥98%	RDD019
Калия хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	746436
Кальция карбонат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	795445
Кальция хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥96%	793639
Лимонная кислота, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99.5%	791725
Лития хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	746460

Наименование продукта	Кат. №
Лития хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%	793620
Магния сульфат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99.5%	746452
Кальция хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ≥97%	746495
Натрия бикарбонат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99.7%	792519
Натрия гидроксид, безводный, сыпучий, пеллеты, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥97%	795429
Натрия иодат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99.5%	746371
Натрия иодид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%	793558
Натрия карбонат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99.5%	791768
Натрия сульфат, безводный, гранулированный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	798592
Натрия сульфат, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥99%	746363
Натрия сульфит, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, чда, ≥98%	901916
Натрия фосфат одноосновный, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ≥99.0%	RDD007
Натрия хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ReagentPlus®, ≥99%	793566
Натрия хлорид, Redi-Dri™, безводный, сыпучий, ACS реагент, ≥99%	746398
Цезия хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99.9%	746487
Цинка хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, чда, ≥98%	793523
Цинка хлорид, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ACS реагент, ≥97%	746355
HEPES, безводный, сыпучий, Redi-Dri™, ≥99.5%	RDD002

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск

пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань

ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург

ул. Профессора
Попова, д. 23
тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

**Ростов-
на-Дону**

пер. Семашко, д. 114
тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь

Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж

Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения

Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан

Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru