



## Пакет для экспресс-тестов 120X70 мм (белый)

Пакет для экспресс-тестов из комбинированного материала предназначен для упаковки микропланшетов, тест-полосок, стрипов, пробирок, а также различных биологических материалов вакуумным методом. Пакет из комбинированного материала изготовлен из многослойной пленки, свойство которой препятствует проникновению кислорода, углекислого газа, водяных паров, ультрафиолетовых излучений, механических воздействий. Оборудован контролем вскрытия, газонепроницаем и водонепроницаем. Вход со стороны 70 мм

Цвет- Белый  
 Материал- PET/AL/PE  
 Размер-120 X70  
 Артикул- F-01



code	composition	case	size	color
F-01	PET/AL/PE	1000	120X70	white

## Пакет для иммунопланшет с ЗИП 132X212 мм (серебро)

Пакет для иммунопланшет с zip-lock 132X212. Пакет предназначен для упаковки готовых микропланшетов вакуумным методом. Фольгированный слой защитит содержимое zip пакета от большинства внешних воздействий, что позволяет оградить антигены от света. Специальный ZIP-Lock работает по принципу застежки-молнии. Пакет оборудован контролем вскрытия, газонепроницаем и водонепроницаем.

Цвет-Серебро  
 Материал- PET/AL/PE  
 Размер-132 X212  
 Артикул- F-02



code	composition	case	size	color
F-02	PET/AL/PE	1000	132X212	silver

## Пакет ЗИП 132X150 мм (серебро)

Специальный ZIP-Lock работает по принципу застежки-молнии. Пакет оборудован контролем вскрытия, газонепроницаем и водонепроницаем.

Цвет-Серебро  
 Материал- PET/AL/PE  
 Размер-132 X150  
 Артикул- F-03



code	composition	case	size	color
F-03	PET/AL/PE	1000	132X150	silver