

## Колба Кьельдаля

Круглодонная колба с удлиненной горловиной. Горловина доступна в цилиндрическом исполнении с пустотелой стеклянной пробкой или со стандартным шлифом, обеспечивающим герметичное соединение изделия в установке. Используется для определения содержания азота в пище, почве и др. по методу Кьельдаля.

Колбы изготовлены в соответствии с ГОСТ 25336-82 из термически и химически стойкого боросиликатного стекла 3.3.



Исполнение 1

Шлиф горла - 29/32



Исполнение 2

Диаметр горла - 34 мм

Объем мл	Диаметр мм	Высота мм	Упаковка шт.	Артикул	
				Исполнение 1	Исполнение 2
100	63	218	8	1875	1876
250	87	265	10	1564	2026
500	109	325	6	2049	2051
1000	130	350	2	2050	2052

## Колба-качалка

Колба конической формы с расширенной цилиндрической горловиной и закругленными краями основания идеально подойдет для бережного перемешивания реагентов. Обычно используют вместе с лабораторными шейкерами для микробиологических тестов, для предотвращения сильного вспенивания при перемешивании и т.д.

Колбы изготовлены из химически и термически стойкого боросиликатного стекла 3.3, с оптимальным соотношением стойкости к тепловому шоку и прочности, что гарантирует долгий срок службы изделий.



Объем мл	Диаметр мм	Высота мм	Диаметр горла, мм	Упаковка шт.	Артикул
750	108	210	41	9	1155

000 «Диаэм»

Москва  
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**  
+7 (383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**  
+7 (923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**  
+7 (843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

