

ДИА•М

современная лаборатория

www.dia-m.ru


заказ on-line

MERCK

Оранжевый - новый голубой


Мы рекомендуем осторожно работать с силикагелем голубого цвета, который является токсичным и канцерогенным.


Выбирайте для себя не токсичные силикагели оранжевого цвета на основе соли железа. Мы предлагаем широкий перечень качественных и не токсичных продуктов - оранжевые силикагели и ряд других осушающих агентов - для безопасной работы в лаборатории.




Supelco®
Analytical Products

Информация для заказа

Продукт	Масса	Формат	Кат. №
Силикагель [SiO₂]			
	Силикагель, гранулы, осушитель ~ 0.2-1 мм	1 кг	Пласт. банка 1.01905.1000
	Силикагель, гранулы, осушитель ~ 2-5 мм	1 кг	Пласт. банка 1.01907.1000
		5 кг	Пласт. банка 1.01907.5000
	Силикагель с индикатором влажности (коричневый гель), осушитель ~ 1-4 мм	1 кг	Пласт. банка 1.01972.1000
		5 кг	Пласт. банка 1.01972.5000
		25 кг	Пласт. бочка 1.01972.9025
	Силикагель с индикатором влажности (оранжевый гель), осушитель ~ 1-3 мм	1 кг	Пласт. банка 1.01969.1000
		5 кг	Пласт. банка 1.01969.5000
		25 кг	Пласт. бочка 1.01969.9025
	Силикагель шарики, осушитель ~ 2-5 мм	1 кг	Пласт. банка 1.07735.1000

Саше с осушителями [SiO₂]			
	Саше, 3 г силикагеля с индикатором влажности (оранжевый гель), саше: 4 x 7 см	100 шт.	Метал. банка 1.03803.0001
		1000 шт.	Карт. коробка 1.03803.0002
	Саше, 10 г силикагеля с индикатором влажности (оранжевый гель), саше: 7 x 9 см	50 шт.	Метал. банка 1.03804.0001
	Саше, 100 г силикагеля с индикатором влажности (оранжевый гель), саше: 15 x 14 см	10 шт.	Метал. банка 1.03805.0001
	Саше, 250 г силикагеля с индикатором влажности (оранжевый гель), саше: 15 x 20.5 см	10 шт.	Метал. банка 1.03806.0001

Молекулярные сита			
	Молекулярное сито 0.3 нм шарики ~ 2 мм (подходит для титрования по методу К. Фишера)	250 г	Пласт. банка 1.05704.0250
		1 кг	Пласт. банка 1.05704.1000
		10 кг	Пласт. ведро 1.05704.9010
	Молекулярное сито 0.4 нм шарики ~ 2 мм Reag. Ph Eur	250 г	Пласт. банка 1.05708.0250
		1 кг	Пласт. банка 1.05708.1000
		10 кг	Пласт. банка 1.05708.9010
	Молекулярное сито 1.0 нм шарики ~ 2 мм	1 кг	Стекл. банка 1.05703.1000
	Молекулярное сито 0.3 нм шарики, с индикатором влажности ~ 2 мм (подходит для титрования по методу К. Фишера)	250 г	Пласт. банка 1.05734.0250
		1 кг	Пласт. банка 1.05734.1000
	Молекулярное сито 0.4 нм шарики, с индикатором влажности ~ 2 мм	250 г	Стекл. банка 1.05739.0250
	1 кг	Стекл. банка 1.05739.1000	
Молекулярное сито 0.3 нм палочки ~ 1.6 мм (1/16")	250 г	Пласт. банка 1.05741.0250	
	1 кг	Пласт. банка 1.05741.1000	
Молекулярное сито 0.4 нм палочки ~ 1.6 мм (1/16")	1 кг	Пласт. банка 1.05743.1000	

ООО «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск

пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1

тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань

ул. Парижской
Коммуны, д. 6

тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург

ул. Профессора
Попова, д. 23

тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

**Ростов-
на-Дону**

пер. Семашко, д. 114

тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь

Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж

Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения

Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан

Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru