

Удобное управление данными с помощью ПО для титрования EasyDirect™



Сбор и хранение результатов

ПО EasyDirect™ собирает данные и измеренные значения с титраторов EasyPlus™ (до 3 разных). Это позволяет легко просматривать и управлять результатами для каждого из подключенных титраторов, сортируя их по типу метода.



Графическое представление

Следить за ходом анализа помогут он-лайн кривые титрования в графическом виде с помощью встроенной программы просмотра изображений. Добавьте на график первую производную кривой титрования, для более тщательной проверки результатов и документирования анализа.



Печать и экспорт

Вы можете выбирать данные для передачи для каждого образца. Можно также экспортировать все результаты анализа в виде файла формата .csv. Печатайте только то, что вам нужно видеть (исходные данные, таблицы значений, кривые и т. д.), как для одного, так и для нескольких результатов, на локальном или сетевом принтере.



Дополнительные расчеты

В дополнение к внутренним расчетам титратора EasyDirect предлагает расширенные возможности вычисления для каждого прибора. Вы сможете повысить функциональность титратора EasyPlus с помощью ПО EasyDirect. Дополнительные статистические возможности для дополнительных вычислений усовершенствуют титратор.



Простое управление данными результатов

Подключите титратор EasyPlus™ к программному обеспечению для титрования EasyDirect™, чтобы улучшить управление данными. Сбор данных осуществляется на ПК, и результаты архивируются даже тогда, когда ПО для титрования EasyDirect™ не работает.


Используйте расширенные возможности управления результатами, включая экспорт в виде csv-файла, вывод на печать на сетевой или локальный принтер, дополнительные расчеты и просмотр кривых титрования.

Будьте уверены — результаты титрования сохранены, сопоставимы и всегда доступны через ПО для титрования EasyDirect™.


Скачайте бесплатную пробную версию на 45 дней на сайте www.mt.com/easyplustitration.




METTLER TOLEDO




Сбор и хранение результатов



Графическое представление



Печать и экспорт



Дополнительные расчеты

