

## Подъемный столик лабораторный MAXI, нержавеющая сталь 18/10



### Свойства:

- Лабораторные подъемные столики MAXI дают возможность поднимать на 30% выше, благодаря усиленной конструкции
- Конструкция в форме ножниц, сделанная из нержавеющей стали 18/10
- Регулировка высоты с помощью регулировочного колёсика.
- Эргономичная круглая ручка, легко управляемая
- Касательно рабочей нагрузки: мы различаем максимальную динамическую рабочую нагрузку (кг макс. дин.) и максимальную статическую рабочую нагрузку (кг макс. стат.) лабораторного подъемного столика. Эти нормы также соответствуют стандарту DIN 12897.

Материал	А (Длина)	В (Ширина)	С мин	С макс	Kg max dyn	Kg max stat	Резьба	Арт. Номер
Нержавеющая сталь 18/10	160	130	75	400	7	30	M8 x 1,25	11122
Нержавеющая сталь 18/10	200	200	75	400	7	30	M8 x 1,25	11132