


Инновационный экспресс-метод детекции трихинеллеза **Trichin-L**

- Надежный высокоспецифичный метод
- Сокращение затрат на проведение исследования
- Интерпретация результата без микроскопирования
- Прослеживаемость и контроль



Диагностика зоонозных инфекций: Инновационные решения Bio-Rad



Trichin-L для детекции трихинеллеза

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание человека и животных, возбудителями которого являются нематоды *Trichinella*. Распространение трихинеллеза обусловлено употреблением в пищу свинины и мяса диких животных, не прошедшего ветеринарно-санитарный контроль.

В настоящее время компания BIO-RAD выпустила на рынок новый экспресс-метод для детекции антигенов *Trichinella* в свином мясе - **Trichin-L**. Этот метод основан на том же принципе, что и классический метод ферментации. Он также включает в себя расщепление образца пепсином, очистку и иммунодетекцию специфических антигенов трихинелл. Простой и надежный протокол метода **Trichin-L** позволяет максимально быстро получить достоверный результат.

Протокол




● Тест-система Trichin-L от BIO-RAD основана на **классическом методе** расщепления трипсином, все необходимые для исследования реагенты включены в набор.

● **Надежность и высокая специфичность**, подтвержденные независимыми лабораториями. Специально сконструированные моноклональные антитела предотвращают получение ложноположительных результатов.

● **Сокращение затрат** на проведение исследования: протокол тест-системы Trichin-L позволяет сократить объем ручной работы на 30%.

● **Простая интерпретация результата** без необходимости микроскопирования; положительный и отрицательный контроли нанесены на каждую пластину.

● **Прослеживаемость и контроль**. Результаты исследования могут быть сохранены и архивированы.



Информация для заказа

Кат. # 3572120

Антигенный тест
Trichin-L
(80 тестов)



000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

