

**ΔΙΑ•M**  
современная лаборатория

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)  
заказ on-line

**IKA**

designed for scientists



## big squid white

/// Технический паспорт

Усовершенствованная модель магнитной мешалки в новом дизайне.

Новинка: цифровой дисплей (LED)

Новинка: электронное управление мотором увеличенного объема

Новинка: увеличенный диапазон скоростей 0 - 2.500 об./мин.

- Замечательная химическая стойкость благодаря стеклянному покрытию и синтетическому основанию из TPC-ET

- изготовлено из вторичных материалов

[www.ika.com](http://www.ika.com)

Производитель оставляет за собой право технических изменений



IKAworlwide



IKAworlwide /// #lookattheblue



@IKAworlwide



designed for scientists

### Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H <sub>2</sub> O) [l]	1.5
Производимая мощность привода [W]	2
Направление вращения	право
Отображение заданной скорости	Диодная линия
Контроль диапазона скоростей	Кнопка управления
Диапазон вращающего момента [грм]	0 - 2500
Регулирование скорости [грм]	50
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	30
Нагревательная пластина материал	Стекло
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 160
Размеры [mm]	185 x 45 x 205
Вес [kg]	0.889
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 54
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	4
Постоянное напряжение [V=]	12
Энергопотребление [mA]	300

**ООО «Диаэм»**

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**С.-Петербург**

+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**

+7 (383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**

+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**

+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**

+7 (923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**

+7 (843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**

+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**

+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**

+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**

+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

