


# Стейк-Про — проекционный трихинеллоскоп



## ЦЕНА

по запросу

### Категории:

Оборудование для исследования на трихинеллез

Трихинеллоскопы

Трихинеллоскопы для контроля качества мяса

Оборудование анализа мяса на трихинеллез

для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для исследования на трихинеллез для ветклиник

Оборудование для животноводства и воспроизводства сельскохозяйственных животных

Оборудование для ветеринарных клиник

## Описание

**Проекционный трихинеллоскоп «Стейк-Про»** предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-ветеринарной экспертизы, СЭС. Также применяется для контроля рыбы на рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных заболеваний.

Метод контроля — компрессорный.

Прибор рекомендован Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России для широкого использования. Методики утверждены органами ветсанэкспертизы и санитарно-эпидемиологического контроля.

## Проекционный трихинеллоскоп «Стейк-Про»

### Особенности

- проба целиком в поле наблюдения;
- 2 специальных быстросменных объектива;
- полное отсутствие искажений изображения;
- тонированный экран с антибликовым покрытием для повышения контрастности изображения;
- большое проекционное поле;
- высокая четкость и резкость изображения;
- анатомическая подставка для рук;
- бесшумная работа;
- тщательно проработанная эргономика корпуса.

### Характеристики

<b>Увеличение, крат, не менее</b>	40 и 70
<b>Габаритные размеры, мм</b>	400x500x600
<b>Размер экрана, мм</b>	310x310
<b>Количество компрессориев в комплекте поставки</b>	2
<b>Мощность лампы, Вт</b>	35
<b>Масса, кг, не более</b>	12

**000 «Диаэм»**

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**  
+7 (383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**  
+7 (923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**  
+7 (843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

