

IKA

designed for scientists

ΔΙΑ•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line



H 5000

/// Технический паспорт

Стакан, нержавеющая сталь, 5 л

Внутр. Ø: 220 мм,

Высота: 142 мм



designed for scientists

Технические данные

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Внутренний диаметр [mm] | 220.0 |
| Нижняя форма | полый цилиндрический |
| Полезный объем макс. [ml] | 5000 |
| Материал | Нерж. сталь 1.4301 |
| Высота [mm] | 142.0 |
| Вес [kg] | 1.585 |

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

