

ДИА•М

современная лаборатория

www.dia-m.ru

ЗВУК 00-010

LAMSYSTEMS

PASTERIS



ПРОТИВОЧУМНЫЕ КОСТЮМЫ

ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ I-IV ГРУПП ПАТОГЕННОСТИ



LAMSYSTEMS

PASTERIS



Противочумные костюмы Pasteris обеспечивают защиту медицинского персонала от заражения возбудителями I-IV групп патогенности. Используются при оказании медицинской помощи в лечебно-профилактических организациях, при перевозке/эвакуации больного, проведении текущей и заключительной дезинфекции.

Все костюмы соответствуют нормам **СанПиН 1.3.3118-13**, изготавливаются строго по размерам заказчика, поэтому работать в них комфортно и безопасно.

Ткань противочумных комплектов устойчива к проникновению микробов, бактерий и вирусов, а также любых жидкостей. Износоустойчива к стиркам, автоклавированию и обработке большинством дезрастворов (до 50 циклов обработки). Срок хранения противочумных комплектов в противозидемической упаковке – 10 лет (при своевременной замене фильтров или респиратора).

Материал **LS-T-02** (100 % полиэфир с добавлением антистатической нити и водоотталкивающей отделкой)



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

ТЕМНО-ЗЕЛЕНЬЙ

БЕЛЫЙ

ВНИМАНИЕ! Цвет изделий может незначительно отличаться от представленных выше.

ПРОТИВОЧУМНЫЕ КОСТЮМЫ I ТИПА

PASTERIS-PREMIUM

Артикул: КБ3.06

Цельная конструкция комбинезона с полнолицевой маской и интегрированными бахилами обеспечивает надежную защиту и исключает возможность ошибки при надевании и снятии комплекта.

Состав комплекта:

- комбинезон со штытыми бахилами и полнолицевой маской
- фильтр ДОТ 220 А1В1Е1Р3Д
- трикотажные перчатки 1 уп./10 пар
- латексные перчатки 1 уп./25 пар

Количество циклов обработки: **50.**

Способы обеззараживания: **дезинфекция с последующей стиркой.**





PASTERIS-CLASSIC

Артикул: КБ3.13

Цельная конструкция с панорамной маской и интегрированными бахилами позволяет надеть костюм быстро и безошибочно. Ткань с водоотталкивающей пропиткой и специальная технология швов обеспечивают надежную защиту.

Состав комплекта:

- маска с панорамным стеклом
- специальный фильтр
- комбинезон из пыленепроницаемой водоотталкивающей ткани
- бахилы из водонепроницаемого материала с твердой подошвой
- одноразовые перчатки – 1 пара

Количество циклов обработки: **50.**

Способы обеззараживания: **дезинфекция с последующей стиркой.**

Срок хранения комплектов в противозидемической укладке – **10 лет**
(при своевременной замене фильтров или респиратора)



PASTERIS-STANDART

Артикул: КБ3.07

Защиту глаз и органов дыхания обеспечивают герметичные очки и респиратор со степенью защиты FFP3. Благодаря специальным вставкам на капюшоне, все участки лица надежно защищены. Бахилы крепятся к брючинам с помощью кнопок (книпперов). Брючины комбинезона имеют двойной низ для дополнительной защиты: первый слой заправляется под бахилы, второй слой – надевается сверху.

Состав комплекта:

- комбинезон с капюшоном
- бахилы на твердой подошве
- очки
- респиратор

Количество циклов обработки: **50.**

Способы обеззараживания: **автоклавирование или дезинфекция с последующей стиркой.**



PASTERIS-LITE

Артикул: КБ3.09

Классический комплект с халатом. Покрой халата обеспечивает плотное, но комфортное прилегание в области шеи и на запястьях. Защиту глаз и органов дыхания обеспечивают герметичные очки и респиратор со степенью защиты FFP3. Благодаря специальным вставкам на капюшоне, все участки лица надежно защищены.

Состав комплекта:

- халат на завязках
- бахилы на твердой подошве
- шлем
- очки
- респиратор

Количество циклов обработки: **50**.

Способы обеззараживания: **автоклавирование или дезинфекция с последующей стиркой.**

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОСТЮМ II ТИПА



Артикул: КБ3.10

Обеспечивает защиту кожных покровов рук, поверхности тела, лица и органов дыхания. Покрой халата обеспечивает плотное, но комфортное прилегание в области шеи и на запястьях. Благодаря специальным вставкам на капюшоне, все участки лица надежно защищены.

Состав комплекта:

- халат на завязках
- бахилы на гипаленовой подошве
- шлем
- респиратор

Количество циклов обработки: **50**.

Способы обеззараживания: **автоклавирование или дезинфекция с последующей стиркой.**

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОСТЮМ III ТИПА



Артикул: КБ3.11

Покрой халата обеспечивает плотное, но комфортное прилегание в области шеи и на запястьях. Конструкция шапочки позволяет удобно разместить волосы. В комплект также входят бахилы на легкой гипалоновой подошве.

Состав комплекта:

- халат на завязках
- бахилы на гипалоновой подошве
- шапочка с резинкой

Количество циклов обработки: **50**.
Способы обеззараживания: **автокламирование или дезинфекция с последующей стиркой.**

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОСТЮМ IV ТИПА



Артикул: КБ3.08

Покрой халата обеспечивает плотное, но комфортное прилегание в области шеи и на запястьях. Конструкция шапочки позволяет удобно разместить волосы.

Состав комплекта:

- халат на завязках
- шапочка с резинкой

Количество циклов обработки: **50**.
Способы обеззараживания: **автокламирование или дезинфекция с последующей стиркой.**



LAMSYSTEMS

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru



Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru