

# Одежда для чистых помещений

ДИА-М  
современная лаборатория

Халаты для чистых помещений класса чистоты **ISO 7-ISO 8** изготовлены из антистатического материала. Ткань прочная, износостойкая, устойчива к многократным циклам обработки (стиркам, дезинфекции, стерилизации). Покрой предусматривает максимальное прилегание к телу возле шеи и кистей рук; цвета – синий, белый, бирюзовый; мужские, женские; размеры – М-XXXL



Полный комплект одежды включает стерильные и нестерильные маски для лица, шапочки для волос, бахилы.



Комбинезоны, шлемы, высокие бахилы для чистых помещений класса **ISO 3 – ISO 6** изготовлены из полиэфирных тканей (96% полиэстер, 4% антистатическая нить), устойчивы к многократным циклам обработки (стиркам, дезинфекции, стерилизации). Покрой комбинезона с капюшоном и без предусматривает максимальное прилегание к телу, на спине предусмотрен фильтромодуль для лучшего теплообмена. Бахилы - на твёрдой гипалоновой подошве. Подошва уменьшает статику, устойчива к хождению по маслу и по битому стеклу. Шлемы со встроенной маской и без обеспечивают отличную слышимость и необходимый уровень защиты в чистом помещении; цвета - синий, белый, бирюзовый; размеры – комбинезоны, М-XXXL; бахилы, 34-45.



Полный комплект одежды включает стерильные и нестерильные маски для лица.

# Халаты, перчатки для лабораторий

ДИАМ

современная лаборатория

## Халаты лабораторные

Для защиты от проникновения мелких частиц и брызг химических реактивов, для каждодневной работы в лаборатории представлены как «традиционные» халаты из хлопчатобумажной ткани, так и халаты из крученной смесовой ткани (35% хлопка / 65% полиэстера) с водоотталкивающей обработкой, в состав которой входит синтетическая и натуральная основа. Это придает ткани высокие потребительские качества, прочность которой на истирание очень высока (пыли и ворса отделяется мало); представлены в белом цвете, воротник с отделкой в виде канта и без отделки; мужские, женские; размеры – М–XXXL.



## Халаты гостевые



Халаты гостевые отвечают самым высоким стандартам гигиены и комфорта, изготовлены из прочного нетканого материала, прочные тройные внутренние швы обеспечивают высокую стойкость к разрыву, оснащены кнопочной застёжкой; представлены в белом цвете; размеры – М–XXXL.

## Перчатки лабораторные

Перчатки для чистых помещений изготовлены из латекса или нитрила, не содержат талька и силикона. Перчатки из латекса полностью текстурированные (рельефная поверхность ладони и пальцев), обеспечивают отличный захват влажных и сухих предметов; из нитрила имеют текстурированную поверхность (рельефную) кончиков пальцев; размеры от XS до XL.

- Номинальная толщина материала – от 0,05 до 0,15 мм;
- толщина защитного слоя – от 0,05 до 0,14 мм;
- длина перчатки (за счет длины манжеты) – от 24 до 30 см;
- цвет – синий, серый, голубой, зелёный, бежевый, фиолетовый.



Подробности на сайте [www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru) в разделах:

- Одежда для чистых помещений: комбинезоны, бахилы, маски, капюшоны.
- Перчатки химически стойкие, лабораторные и для чистых помещений
- Очки, маски защитные
- Халаты лабораторные

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ [sales@dia-m.ru](mailto:sales@dia-m.ru)

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**Новосибирск**  
пр. Академика  
Лаврентьева, д. 6/1  
тел.  
(383) 328-0048  
[nsk@dia-m.ru](mailto:nsk@dia-m.ru)

**Казань**  
ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  
тел.  
(843) 210-2080  
[kazan@dia-m.ru](mailto:kazan@dia-m.ru)

**С.-Петербург**  
ул. Профессора  
Попова, д. 23  
тел.  
(812) 372-6040  
[spb@dia-m.ru](mailto:spb@dia-m.ru)

**Ростов-на-Дону**  
пер. Семашко, д. 114  
тел.  
(863) 303-5500  
[rnd@dia-m.ru](mailto:rnd@dia-m.ru)

**Пермь**  
Представитель  
тел.  
(342) 202-2239  
[perm@dia-m.ru](mailto:perm@dia-m.ru)

**Воронеж**  
Представитель  
тел.  
(473) 232-4412  
[voronezh@dia-m.ru](mailto:voronezh@dia-m.ru)

**Армения**  
Представитель  
тел.  
(094) 01-0173  
[armenia@dia-m.ru](mailto:armenia@dia-m.ru)

**Узбекистан**  
Представитель  
тел.  
(90) 354-8569  
[uz@dia-m.ru](mailto:uz@dia-m.ru)