

Не требуют подключения к вытяжной системе здания! 100% безопасность!

Автономные вытяжные шкафы **Esco** с фильтром из активированного угля (7 типов) очищают загрязненный воздух от вредной химии до ПДК, а встроенный мощный вентилятор обеспечивает непрерывность процесса очистки. Это уникальное решение для организации лабораторий в офисных зданиях, в случаях нехватки мощностей вентиляционной системы или ее отсутствия.

Оснащены розетками, раковинами, кранами



Типы фильтров из активированного угля в зависимости от веществ:

- органические вещества;
- кислоты, пары серной кислоты, олеума, фторводородной кислоты;
- соединения и пары ртути,
- соединения серы,
- галогенсодержащие соединения;
- альдегиды, например, формальдегид,
- аммиак и амины;
- хлороформом и эфиры.

Прозрачная задняя стенка (опция) для классных комнат и учебных демонстраций



Датчик летучих органических соединений



Контроллер активирует сигналы, при высокой концентрации химических паров

Индивидуальная разработка шкафов под конкретные задачи пользователей

Мобильные тумбы для удобного хранения оборудования и реактивов



Большой выбор размеров по ширине:
730...1035...1340...
1645...1950 мм

Подставка на колесах с полкой для хранения реактивов



000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва

ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск

пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань

ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург

ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь

Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж

Представитель
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения

Представитель
тел.
094-01-01-73
armenia@dia-m.ru