

## Тигли + крышки



- Никель 99,6% или нержавеющая сталь 18/10  
- Крышки заказываются отдельно

Тип 1: 0,5мм  
Тип 2: 1,0мм  
Тип 3: 1,5мм  
Тип 4: 2,0мм

Материал	С (Высота)	D/Ø	ml	Тип	Крышка	Арт. Номер
Ni 99,5%	25	20	5	1	8180	8100
Ni 99,5%	30	25	10	1	8181	8101
Ni 99,5%	30	30	15	1	8182	8102
Ni 99,5%	35	35	25	1	8183	8103
Ni 99,5%	40	40	30	1	8184	8104
Ni 99,5%	45	45	50	1	8185	8105
Ni 99,5%	50	50	70	1	8186	8106
Ni 99,5%	60	60	130	1	8187	8107
Ni 99,5%	80	80	270	1	8189	8109
Ni 99,5%	30	30	15	2	8182	8122
Ni 99,5%	35	35	25	2	8183	8123
Ni 99,5%	40	40	30	2	8184	8124
Ni 99,5%	45	45	50	2	8185	8125
Ni 99,5%	50	50	70	2	8186	8126
Ni 99,5%	60	60	130	2	8187	8127
Ni 99,5%	80	80	270	2	8189	8129
Ni 99,5%	45	45	50	3	8185	8145
Ni 99,5%	40	40	30	4	8184	8164
<del>Ni 99,5%</del>	<del>50</del>	<del>50</del>	<del>70</del>	<del>4</del>	<del>8186</del>	<del>8166</del>
Ni 99,5%	60	60	130	4	8187	8167

Ni 99,5%	-	20	-	-	-	8180
Ni 99,5%	-	25	-	-	-	8181
Ni 99,5%	-	30	-	-	-	8182
Ni 99,5%	-	35	-	-	-	8183
Ni 99,5%	-	40	-	-	-	8184
Ni 99,5%	-	45	-	-	-	8185
Ni 99,5%	-	50	-	-	-	8186
Ni 99,5%	-	60	-	-	-	8187
Ni 99,5%	-	80	-	-	-	8189
Нержавеющая сталь 18/10	35	35	25	2	8891	8881
Нержавеющая сталь 18/10	35	40	30	2	8892	8882
Нержавеющая сталь 18/10	45	50	70	2	8893	8883
Нержавеющая сталь 18/10	-	35	-	-	-	8891
Нержавеющая сталь 18/10	-	40	-	-	-	8892
Нержавеющая сталь 18/10	-	50	-	-	-	8893

**000 «Диаэм»**

Москва  
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**  
+7 (383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**  
+7 (923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**  
+7 (843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

