



## topolino mobil

### /// Технический паспорт

Очень удобная в использовании магнитная мини-мешалка без подогрева для перемешивания до 250 мл (H<sub>2</sub>O).

- надежный электродвигатель
- плавная регулировка частоты вращения
- мощное магнитное поле
- портативный долговременный режим работы (8-12 ч.)
- быстрая подзарядка (2-3 ч.)
- стандартные легко заменяемые аккумуляторы типа AA

Опции электрического питания:



designed for scientists

- а) с помощью стандартных батареек, без сетевого шнура
- б) с сетевым шнуром, входящим в поставку
- в) комбинация сетевого шнура и работы на (подходящих) батарейках



designed for scientists

### Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H2O) [l]	0.25
Диапазон вращающего момента [rpm]	500 - 1800
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	30
Нагревательная пластина материал	Пластмасса (PP)
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 80
Работа от батареи	да
Размеры [mm]	140 x 42 x 140
Вес [kg]	0.747
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 20
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Постоянное напряжение [V=]	9
Энергопотребление [mA]	1000

**000 «Диаэм»**

**Москва**

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

**www.dia-m.ru**

**С.-Петербург**

+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Казань**

+7 (843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Новосибирск**

+7 (383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**

+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Воронеж**

+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Екатеринбург**

+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**

+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Кемерово**

+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Красноярск**

+7 (923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Армения**

+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

