

ΔΙΑ•M
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

IKA

designed for scientists



C-MAG MS 4

/// Технический паспорт

www.ika.com

Производитель оставляет за собой право технических изменений





designed for scientists

Технические данные

| | |
|--|-----------------|
| Места для перемешивания | 1 |
| Макс. Объем (H2O) [l] | 5 |
| Производимая мощность привода [W] | 1.5 |
| Направление вращения | лево |
| Контроль диапазона скоростей | Шкала 0-6 |
| Диапазон вращающего момента [rpm] | 100 - 1500 |
| Нагревательная пластина материал | Керамика |
| Нагревательная пластина размер [mm] | 100 x 100 |
| Размеры [mm] | 150 x 105 x 260 |
| Вес [kg] | 2.716 |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 5 - 40 |
| Допустимая относительная влажность [%] | 80 |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Напряжение [V] | 230 / 120 / 100 |
| Частота [Hz] | 50/60 |
| Потребляемая мощность [W] | 30 |

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

