



RO 5

/// Технический паспорт

5-местная цифровая магнитная мешалка без нагрева предназначена для синхронного перемешивания. Использование электромагнитных катушек обеспечивает бесшумное и равномерное перемешивание на всех позициях. Скорость остается постоянной даже при изменении нагрузки. Закрытая и компактная конструкция облегчает чистку и защищает оборудование от проникновения жидкостей. Дополнительно в комплект входит съемный прозрачный противоскользящий коврик.

- Настраиваемый реверсивный режим работы
- Неизнашиваемые магнитные катушки



designed for scientists

- Отображение кода ошибки
- Удобная сенсорная клавиатура
- Подходит для непрерывной работы
- Диапазон скоростей: 0 - 1200 об/мин





designed for scientists

Технические данные

| | |
|--|--------------------|
| Места для перемешивания | 5 |
| Расстояние между местами [mm] | 90 |
| Погрешность одного места для нагрева [%] | 0 |
| Макс. Объем (H ₂ O) [l] | 0.4 |
| Контроль диапазона скоростей | 10 RPM Steps |
| Диапазон вращающего момента [rpm] | 0 - 1200 |
| длина перемешивающего стержня [mm] | 25 - 30 |
| Нагревательная пластина материал | Нерж. сталь 1.4301 |
| Нагревательная пластина размер [mm] | 120 x 470 |
| Размеры [mm] | 120 x 60 x 570 |
| Вес [kg] | 3.66 |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 5 - 40 |
| Допустимая относительная влажность [%] | 80 |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 40 |
| Напряжение [V] | 100 - 240 |
| Частота [Hz] | 50/60 |
| Потребляемая мощность [W] | 13 |
| Постоянное напряжение [V=] | 24 |
| Энергопотребление [mA] | 500 |

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

