



# Стерилизующая фильтрация



# Стерилизующая фильтрация



## Фильтрация под давлением



## Вакуумная фильтрация



## **Строгий производственный контроль**

Производство насадок полностью автоматизировано и подвержено строжайшему контролю качества. Сертификат качества поставляется с каждым устройством для стерилизующей фильтрации.

## **Высокая скорость фильтрации**

Площадь поверхности 33-мм фильтров Millex на 20% больше по сравнению с 25-мм фильтрами, что значительно повышает скорость фильтрации и производительность.

## **Высокое рабочее давление**

При максимальном давлении 150 psig (10 bar), можно очень быстро фильтровать растворы.

## **Низкая экстрагируемость и связываемость**

Большой выбор мембран и материалов корпуса обеспечивает широкую химическую совместимость.



1, 10, 100 мл  
(4, 13, 25 мм)

Размер пор – 0,22 мкм

## **4 типа мембран:**

Durapore (PVDF)

Express (PES)

MF (целлюлоза)

LCR (PTFE)

Каждая насадка – стерильная,  
в индивидуальной упаковке

# Millex 33 мм

## Durapore

0,22 мкм

SLGV033RK

SLGV033RB

SLGV033RS

1000 шт/уп

250 шт/уп

50 шт/уп

0,1 мкм

SLVV033RS

50 шт/уп



100 – 200 мл



## MCE, 0,22 мкм

SLGS033SB

SLGS033SS

250 шт/уп

50 шт/уп

## Express (PES), 0,22 мкм

SLGP033RK

SLGP033RB

SLGP033RS

1000 шт/уп

250 шт/уп

50 шт/уп





# 1 – 2 литра

	<b>Sterivex-GP</b> Express (PES)	<b>Sterivex-GV</b> Durapore (PVDF)	<b>Sterivex-GS</b> MCE (целлюлоза)
С колоколом, 10 шт/уп	SVGPB1010	SVGVB1010	
15 шт/уп	SVGP01015	SVG01015	SVGS01015
50 шт/уп	SVGP01050	SVG010RS	



## 4 литра

10шт/уп.

**SLGP05010**

**SLGPB5010**

С КОЛОКОЛОМ

---



## Для фильтрации сред объемом 10 – 20 л

Насадки Steripak созданы для фильтрации под давлением больших объемов сред с содержанием или без содержания сыворотки. Устройства одноразовые, производятся в двух вариантах в зависимости от объема. Поставляются стерильными и готовыми к использованию.

	Кат. №	Объем, л
Steripak-GP <sub>10</sub>	SPGPM10RJ	10
Steripak-GP <sub>20</sub>	SPGPM20RJ	20



# Вакуумная стерилизация



**Steriflip®**  
до 50 мл



**Stericup®**  
**Steritop®**  
150 мл – 1 л



**Stericap®**  
до 2 л



**Stericap™ PLUS**  
до 10 л



Просто подсоедините к 50 мл пробирке с Вашим образцом, переверните и включите вакуум!

25 шт/уп

Размер пор – 0,22 мкм

	Кат. №	Мембрана
Steriflip-GP	SCGP00525	Express (PES)
Steriflip-GV	SE1M179M6	Durapore (PVDF)

Steriflip Steri-Strainer 	Нейлоновая сетка	100	25	SCNY00100
		60	25	SCNY00060
		40	25	SCNY00040
		20	25	SCNY00020



## Durapore (PVDF) 0,22 мкм, 12шт/уп

Кат. №	Объем, мл
SCGVU01RE	150
SCGVU02RE	250
SCGVU05RE	500
SCGVU10RE	500/1000
SCGVU11RE	1000

2 типа мембран:  
Durapore и Express

Размер пор:  
0,1, 0,22, 0,45 мкм

С помощью устройств для вакуумной фильтрации Stericup можно не только стерилизовать, но и хранить в них жидкости объемом от 150 мл до 1 л. Новый дизайн емкости обеспечивает стабильность во время фильтрации, что делает устройства Stericup идеальными для работы в ламинарном боксе.



Объем – 150, 250, 500 и 1000 мл

Диаметр – 33 и 45 мм

Размер пор – 0,22 мкм

Мембрана – Express (PES)

Приемные емкости (250, 500, 1000 мл), в которых можно хранить и замораживать стерилизованные среды, также продаются отдельно




# Stericap™ PLUS



**SCGPCAPRE**

**До 10 л!**



-  Stericap PLUS
-  Brand P Bottle-Top Filter
-  Brand P Bottle-Top Filter with Prefilter

# Спасибо!!!

## 000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**  
+7(383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**  
+7(923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**  
+7(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

