

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА AS 450 BASIC



AS 450 basic это бюджетная альтернатива аналитической просеивающей машине AS 450 control. Этот новый прибор имеет диапазон измерений от 25 мкм до 125 мм и может просеивать до 15 кг материала. Время и амплитуда задаются в цифровом виде, имеется встроенная память для хранения одной комбинации параметров отсева. AS 450 basic предназначен для сухого и мокрого отсева. Это экономичный прибор для работы с большими количествами сухого вещества с надежными результатами.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

кокс, минералы, наполнители, песок, пластмассы, почва, руды, стройматериалы, уголь, химикаты, цементный клинкер, ...

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

- | Подходит для сухого и мокрого отсева
- | Отличная эффективность анализа даже с небольшими временами отсева
- | Эффективный электромагнитный привод
- | Трехмерное движение распределяет материал равномерно по всей поверхности сит, что гарантирует оптимальное использование ситовой поверхности и приводит к более быстрому и воспроизводимому отсеву
- | Одновременный сев до 12 фракций материала
- | Все параметры отсева задаются и отображаются в цифровом виде (время, амплитуда вибрации или ситовое ускорение, интервал)
- | Выносная контрольная панель с удобным управлением
- | Не требует технического обслуживания
- | Простота эксплуатации, эргономичный дизайн
- | Надёжный стальной корпус

ОСОБЕННОСТИ

Применения	разделение, фракционирование, определение размеров частиц
Область применения	геология / металлургия, машиностроение / электроника, окружающая среда / переработка, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластики
Исходный материал	порошки, сыпучие материалы
Диапазон измерений*	25 мкм - 125 мм
Движение материала	трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом
Максимальное количество материала	15 кг
Максимальное кол-во фракций	12 / 8*
Максимальная масса комплекта сит	50 кг
Задание амплитуды	цифровое, 0 - 2 мм
Дисплей времени	цифровой, 0 - 99 мин
Работа с интервалами	да
Количество программ в памяти прибора	1
Возможность сухого отсева	да
Возможность мокрого отсева	да
Серийный интерфейс	нет
Диаметр сит	400 мм / 450 мм
Макс. высота колонны сит	830 мм
Зажимные устройства	"standard" (две модели: для сухого и мокрого отсева)
Электропитание	различные напряжения
Тип электросети	1-фазная
Ш x В x Д	680 x 280 x 680 мм
Вес нетто	~ 140 кг
Стандарты	CE

depending on sieve height and clamping unit

ПРИНЦИП РАБОТЫ

AS 450 basic работает на электромагнитном приводе. Двигатель производит трехмерное колебательное движение, которое равномерно распределяет просеиваемое вещество по всей ситовой поверхности. Преимущества: большая мощность, чрезвычайно гладкая работа, а также короткие времена рассева с высокой эффективностью разделения.

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

