

# IKA

designed for scientists

ДИА•М  
современная лаборатория

www.dia-m.ru  
заказ on-line



## topolino

/// Технический паспорт

Очень удобная в использовании магнитная мини-мешалка без подогрева для перемешивания до 250 мл (H<sub>2</sub>O).

- надежный электродвигатель
- плавная регулировка скорости
- мощное магнитное поле



designed for scientists

### Технические данные

|  |                 |
|--|-----------------|
| Места для перемешивания                      | 1               |
| Макс. Объем (H2O) [l]                        | 0.25            |
| Производимая мощность привода [W]            | 0.8             |
| Контроль диапазона скоростей                 | главный         |
| Диапазон вращающего момента [rpm]            | 500 - 1800      |
| Макс. длина магнитного мешальника [mm]       | 30              |
| Нагревательная пластина материал             | Пластмасса (PP) |
| Нагревательная пластина размер [mm]          | Ø 80            |
| Размеры [mm]                                 | 95 x 37 x 115   |
| Вес [kg]                                     | 0.484           |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 5 - 40          |
| Допустимая относительная влажность [%]       | 80              |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529           | IP 21           |
| Напряжение [V]                               | 100 - 240       |
| Частота [Hz]                                 | 50/60           |
| Потребляемая мощность [W]                    | 10              |

**000 «Диаэм»**

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

[www.dia-m.ru](http://www.dia-m.ru)

**С.-Петербург**  
+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**  
+7 (383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**  
+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**  
+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**  
+7 (923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**  
+7 (843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**  
+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**  
+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**  
+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**  
+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

