

IKA

designed for scientists



Midi MR 1 digital

/// Технический паспорт

Мощная магнитная мешалка без функции нагрева.

- Объем перемешивания до 50 л (H₂O)
- Плоский и прочный стальной корпус
- Неблокируемый мотор
- Плавная регулировка скорости вращения
- Цифровой LED дисплей скорости
- Таймер (0 - 56 минут) или непрерывная работа
- Встроенные интерфейсы USB и RS 232





designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H2O) [l]	50
Производимая мощность привода [W]	19
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 1000
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	80
Саморазогрев нагревательной плитки (Т(комн.): 22°C/длительность:1 час) [+K]	28
Нагревательная пластина материал	Нерж. сталь 1.4301
Нагревательная пластина размер [mm]	350 x 350
Размеры [mm]	360 x 110 x 430
Вес [kg]	10.7
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 21
Разъем RS 232	да
Разъем USB	да
Напряжение [V]	230 / 100 - 120 / 100
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	80
Fuse	2x T4A 250V

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

