

Исследовательский стационарный рН-метр Starter 3100

от 50 600 руб.

- Диапазон рН – -2,00 ... 16,00 ±0,01;
- калибровка по трем точкам;
- автоматическое распознавание буферов;
- сохранение в памяти данных калибровки и до 99 результатов измерений;
- индикаторы состояния калибровки и состояния электрода;
- функция самодиагностики;
- ЖК дисплей с подсветкой;
- эргономичный держатель электрода, регулируемый по высоте;
- термокомпенсация – автоматическая или ручная;
- порт RS232.



Базовый стационарный рН-метр Starter 2100

от 49 700 руб.

- Диапазон рН – 0,00 ... 14,00 ±0,01;
- калибровка по одной или двум точкам;
- автоматическое распознавание буферов;
- сохранение в памяти данных последней калибровки;
- индикаторы состояния калибровки и состояния электрода;
- термокомпенсация – автоматическая или ручная;
- встроенный держатель электрода.

Портативный рН-метр Starter 300

от 26 700 руб.

- Диапазон рН – 0,00 ... 14,00 ±0,01;
- калибровка по трем точкам;
- автоматическое распознавание буферов;
- автоматическая или ручная термокомпенсация;
- индикаторы состояния калибровки;
- память на 30 последних результатов;
- термокомпенсация – автоматическая или ручная;
- класс защиты IP 54.



Карманный рН-метр Starter 10 /20

от 4 000 руб.

- Диапазон рН – 0,0...14,0;
- разрешающая способность, рН: 0,1 (St 10) и 0,01 (St 20);
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- калибровка по трем точкам (St 20);
- дисплей – однострочный (St 10) / двустрочный (St 20);
- термокомпенсация (St 20);
- класс защиты IP67.



Цены на 01.12.18

ООО «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск

пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань

ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург

ул. Профессора
Попова, д. 23
тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-
на-Дону

пер. Семашко, д. 114
тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь

Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж

Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения

Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан

Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru

Кондуктометры

Исследовательский стационарный кондуктометр Starter 3100C

от 55 600 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,00 мкСм/см ... 199,9 мСм/см;
 - 0,0001...199,9 г/л (TDS);
 - 0,00...19,99 psu (соленость);
 - 0...100 °C;
- выбор режимов измерения удельной электропроводности, солености и общего солесодержания одним нажатием кнопки;
- калибровка по одной точке;
- четырехэлектродный датчик не подвержен поляризации и загрязнению;
- автоматическая термокомпенсация;
- память на 99 последних результатов;
- эргономичный держатель электрода, регулируемый по высоте;
- ЖК дисплей с подсветкой;
- порт RS232.



Портативный кондуктометр Starter 300C

от 22 800 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,0 мкСм/см ... 199,9 мСм/см;
 - 0,0001 ... 199,9 г/л (TDS);
 - 0 ... 100 °C;
- калибровка по одной точке;
- четырехэлектродный датчик не подвержен поляризации и загрязнению;
- автоматическая термокомпенсация;
- память на 30 последних результатов;
- класс защиты IP 54.



Карманный кондуктометр Starter 10C / 20C

от 10 400 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,0 ... 199,9 мкСм/см ±0,1 (C-C);
 - 0 ... 1999 мкСм/см ±1 (C-B);
- дисплей – однострочный (10C) / двустрочный (20C);
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- термокомпенсация (10C);
- калибровка по 3 точкам (20C);
- класс защиты IP67.

Оксиметры

Портативный оксиметр Starter 300D

от 40 800 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,0 ... 199,9%, 200 ... 400%;
 - 0,00 ... 19,99 мг/л, 20,0 ... 45,0 мг/л;
 - 0,00 ... 19,99 ppm, 20,0 ... 45,0 ppm;
 - 0 ... 50 °C;
- калибровка по одной или двум точкам;
- автоматическая термокомпенсация;
- индикаторы состояния калибровки;
- память на 30 последних результатов;
- класс защиты IP 54.



Измерители ОВП, солемеры

Карманный солемер Starter 10S / 20S

от 5000 руб.

- Диапазон измерений:
 - 0,0–10,0 ppt ±0,1 (St 10S);
 - 0,0–80,0 ppt ±0,1 (St 20S);
- дисплей – однострочный (10C) / двустрочный (20C);
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- класс защиты IP67;
- автоматическая термокомпенсация без отображения температуры (10S) / с отображением температуры (20S);
- автоматическое выключение через 6 минут после выполнения операции.

Карманный измеритель общего солесодержания Starter 10T/20T

от 5000 руб.

- Диапазоны измерений:
 - 0,0–100,0 мг/л ±0,1 (T-A);
 - 0–1000 мг/л ±1 (T-B);
- защитный колпачок;
- дисплей – однострочный (10T) / двустрочный (20T);
- 4 мини-батареи;
- класс защиты IP67;
- автоматическая термокомпенсация без отображения температуры (10T) / с отображением температуры (20T).

Карманный измеритель ОВП Starter 10R/20R

от 7000 руб.

- Диапазон – 1000–1000 мВ ±2;
- защитный колпачок;
- 4 мини-батареи;
- дисплей – однострочный (10R) / двустрочный (20R);
- автоматическое выключение через 6 минут после выполнения операции.
- термокомпенсация (20R);
- класс защиты IP67.



Цены на 01.12.18