

# Новые титраторы

ДИА•М  
сервисная лаборатория

## V10S, C10S и G10S, Easy Cl и анализатор натрия Easy Na

METTLER TOLEDO

30060043	Титратор для осадительного титрования, Easy Cl, Mettler Toledo	272 429=
30060051	Анализатор натрия, Easy Na, Mettler Toledo	643 053=
30267117	Титратор универсальный для осадит., кислот.-основ., окисл.-восстан. титрования, 5 методов, G10S, Mettler Toledo	730 986=

### Универсальный титратор G10S

Типы титрования: кислотно-основное, окислительно-восстановительное, аргентометрическое и фотометрическое;

- автоматическое определение установленных бюреток, датчиков и внешних устройств;
- 20 стандартных методов встроено в память, количество методов можно расширить до 25;
- экспорт данных в формате pdf, используя встроенные интерфейсы USB и Ethernet;
- русскоязычный интерфейс;
- последовательный порт RS232 позволяет подключить весы **Mettler Toledo** для автоматической передачи результатов взвешивания анализируемой пробы в память прибора;
- подключение автосемплера **Rondolino** для работы с сериями образцов (до 9 образцов в серии).



### Анализатор натрия Easy Na

Анализатор натрия **Easy Na** селективно определяет содержание хлорида натрия в присутствии других хлоридов без применения солей серебра с использованием метода стандартных добавок.



### Титратор для осадительного титрования Easy Cl



Титратор **Easy Cl** обеспечивает быстрое и простое определение хлоридов методом титрования нитратом серебра.

Аксессуары и опции: модуль для безопасной работы с реактивами, **Solvent Manager**; стенд для титрования автоматический с автоподатчиком, макс. 9 образцов, **Rondolino**; принтер матричный компактный **USB-P25**, бюретки на 1, 5 и 10 мл; весы аналитические



**Mettler Toledo**; датчики – pH, ионоселективные, фотометрические, платиновые; электролиты, стандартные растворы, растворы для очистки и хранения электродов.

### Другие титраторы серии Easy и Compact

30060042	Титратор для окислительно-восстановительного титрования, Easy Ox, Mettler Toledo	240 734=
30060041	Титратор для кислотно-основного титрования, Easy pH, Mettler Toledo	280 294=
30252669	Титратор универсальный для осадит., кислот.-основ., окисл.-восстан. титрования, 100 методов, совместим с ПО LabX, G20S Compact, Mettler Toledo	869 464=

Цены указаны в рублях по состоянию на 04 апреля 2017 года

000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

**Москва**  
ул. Магаданская, 7/3  
тел./факс:  
(495) 745-0508  
sales@dia-m.ru

**Новосибирск**  
пр. Акад.  
Лаврентьева, 6/1  
тел./факс:  
(383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Казань**  
ул. Парижской  
Коммуны, д. 6  
тел./факс:  
(843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**С.-Петербург**  
ул. Профессора  
Попова, 23  
тел./факс:  
(812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**  
пер. Семашко, 114  
тел./факс:  
(863) 250-0006  
rnd@dia-m.ru

**Пермь**  
Представитель  
в УФО  
тел./факс:  
(342) 202-2239  
perm@dia-m.ru

**Воронеж**  
Представитель  
тел./факс:  
(473) 232-4412  
voronezh@dia-m.ru

**Армения**  
Представитель  
тел.  
094-01-01-73  
armenia@dia-m.ru

# Новые титраторы по К. Фишеру

## C10S и V10S

ДИА-М  
сервисная лаборатория

METTLER TOLEDO

30267114	Титратор К. Фишера кулонометрический, 1 ppm-5%, 5 методов, генерирующий электрод без диафрагмы, C10SX Compact	672 938=
30267115	Титратор К. Фишера кулонометрический, 1 ppm-5%, 5 методов, генерирующий электрод с диафрагмой, C10SD Compact	672 938=
30267116	Титратор К. Фишера волюметрический, 100 ppm-100%, 5 методов, V10S Compact,	672 938=

- Автоматическое определение установленных бюреток (**V10S**) и внешних устройств;
- 5 программируемых пользователем методов;
- цветной сенсорный дисплей, интерфейс на русском языке;
- экспорт данных в формате pdf через интерфейсы USB, Ethernet;
- два типа электродов кулонометрического титратора **C10S** – с диафрагмой и без, электрод без диафрагмы не требует использования катодита.



**Аксессуары и опции:** модуль для безопасной работы с реактивами для **G10S, Solvent Manager**; стенд для титрования автоматический с автоподатчиком для **G10S**, макс. 9 образцов, **Rondolino**; печь ручная для титратора К. Фишера **C10S, V10S, DO308**; принтер матричный компактный **USB-P25**; ложка для внесения вязких образцов **Visco Spoon**; весы аналитические **Mettler Toledo**; бюретки на 1, 10 и 20 мл; стандартные растворы, реагенты Фишера, растворы для очистки и хранения электродов.

### Другие автоматические титраторы по методу К. Фишера

30060045	Титратор К. Фишера волюметрический, 100 ppm-100%, Easy KfV, Mettler	460 677=
30252666	Титратор К. Фишера волюметрический, 100 ppm-100%, 5 методов, совместим с ПО LabX, V20S Compact, Mettler	
30252667	Титратор К. Фишера волюметрический, 100 ppm-100%, 100 методов, совместим с ПО LabX, V30S Compact, Mettler	
30252660	Титратор К. Фишера кулонометрический, 1 ppm-5%, 5 методов, генерирующий электрод без диафрагмы, совместим с ПО LabX, C20SX Compact, Mettler	
30252661	Титратор К. Фишера кулонометрический, 1 ppm-5%, 5 методов, генерирующий электрод с диафрагмой, совместим с ПО LabX, C20SD Compact, Mettler	
30252662	Титратор К. Фишера кулонометрический, 1 ppm-5%, 100 методов, генерирующий электрод без диафрагмы, совместим с ПО LabX, C30SX Compact, Mettler	
30252663	Титратор К. Фишера кулонометрический, 1 ppm-5%, 100 методов, генерирующий электрод с диафрагмой, совместим с ПО LabX, C30SD Compact, Mettler	

### Титраторы автоматические серии Excellence

30252672	Титратор универсальный, 2+1 внешних приводов бюретки, ручной стенд, T5 Excellence, Mettler Toledo
30252674	Титратор универсальный, 2+1 внешних приводов бюретки, автоматический стенд Rondolino, T5 Excellence, Mettler Toledo
30252675	Титратор универсальный, 3 внешних приводов бюретки, T7 Excellence, Mettler Toledo
30252676	Титратор универсальный, 7 внешних приводов бюретки, T9 Excellence, Mettler Toledo

Цены указаны в рублях по состоянию на 04 апреля 2017 года

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ■ ПЛАСТИК ■ СТЕКЛО ■ РЕАКТИВЫ ■ НАБОРЫ

www.dia-m.ru  
заказ онлайн