

ДИА•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

IKA

designed for scientists



color squid white

/// Технический паспорт

Усовершенствованная модель маленькой магнитной мешалки в новом дизайне.

Новинка: цифровой дисплей (LED)

Новинка: электронное управление мотором увеличенного объема

Новинка: увеличенный диапазон скоростей 0 - 2.500 об./мин.

Новинка: макс. объем 1 л.

- Замечательная химическая стойкость благодаря стеклянному покрытию и синтетическому основанию из ТРС-ЕТ

- изготовлено из вторичных материалов



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H2O) [l]	1
Производимая мощность привода [W]	2
Направление вращения	право
Отображение заданной скорости	Диодная линия
Контроль диапазона скоростей	Кнопка управления
Диапазон вращающего момента [грм]	0 - 2500
Регулирование скорости [грм]	50
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	30
Нагревательная пластина материал	Стекло
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 115
Размеры [mm]	145 x 45 x 160
Вес [kg]	1.074
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 54
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	4
Постоянное напряжение [V=]	12
Энергопотребление [mA]	300

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

