



## RO 10

### /// Технический паспорт

10-местная цифровая магнитная мешалка без нагрева предназначена для синхронного перемешивания. Использование электромагнитных катушек обеспечивает бесшумное и равномерное перемешивание на всех позициях. Скорость остается постоянной даже при изменении нагрузки. Закрытая и компактная конструкция облегчает чистку и защищает оборудование от проникновения жидкостей. Дополнительно в комплект входит съемный прозрачный противоскользящий коврик.

- Настраиваемый реверсивный режим работы
- Неизнашиваемые магнитные катушки



designed for scientists

- Отображение кода ошибки
- Удобная сенсорная клавиатура
- Подходит для непрерывной работы
- Диапазон скоростей: 0 - 1200 об/мин



designed for scientists

### Технические данные

Места для перемешивания	10
Расстояние между местами [mm]	90
Погрешность одного места для нагрева [%]	0
Макс. Объем (H <sub>2</sub> O) [l]	0.4
Контроль диапазона скоростей	10 RPM Steps
Диапазон вращающего момента [rpm]	0 - 1200
длина перемешивающего стержня [mm]	25 - 30
Нагревательная пластина материал	Нерж. сталь 1.4301
Нагревательная пластина размер [mm]	190 x 470
Размеры [mm]	190 x 60 x 570
Вес [kg]	5
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 40
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	25
Постоянное напряжение [V=]	24
Энергопотребление [mA]	1000

**000 «Диаэм»**

**Москва**

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

**www.dia-m.ru**

**С.-Петербург**

+7 (812) 372-6040  
spb@dia-m.ru

**Новосибирск**

+7 (383) 328-0048  
nsk@dia-m.ru

**Воронеж**

+7 (473) 232-4412  
vrn@dia-m.ru

**Йошкар-Ола**

+7 (927) 880-3676  
nba@dia-m.ru

**Красноярск**

+7 (923) 303-0152  
krsk@dia-m.ru

**Казань**

+7 (843) 210-2080  
kazan@dia-m.ru

**Ростов-на-Дону**

+7 (863) 303-5500  
rnd@dia-m.ru

**Екатеринбург**

+7 (912) 658-7606  
ekb@dia-m.ru

**Кемерово**

+7 (923) 158-6753  
kemerovo@dia-m.ru

**Армения**

+7 (094) 01-0173  
armenia@dia-m.ru

