

CH-100, Термостат с функцией охлаждения и нагрева

ОПИСАНИЕ

Термостат CH-100 является продуктом комбинирования двух популярных инструментов Биосан:

1. Нагревающего драй-блока;
2. Охлаждающего термостата.

Комбинированная конструкция алюминиевого блока для пробирок и модуля элементов Пельтье, охлаждаемого радиатором с принудительной вентиляцией, позволяет добиться быстрой смены режимов охлаждения и нагрева.

CH-100 является эффективным инструментом пробоподготовки для постановки ферментативных реакций, для реакций гибридизации, пробоподготовки ДНК.

Количество гнезд в блоках (встроены в прибор):

Блок CH-1

20 × 0,5 мл + 12 × 1,5 мл пробирок

Блок CH-2

20 × 1,5 мл пробирок

Блок CH-3

20 × 2 мл пробирок

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диапазон установки температуры	-10°C ... +100°C
Диапазон регулирования температуры	30°C ниже комн. ... +100°C
Шаг установки температуры	0.1°C
Стабильность температуры	±0.1°C
Равномерность распределения температуры при 37°C	±0.25°C
Диапазон калибровки темп. коэффициента	0.936...1.063 (± 0.063)
Цифровая установка времени	1 мин. – 96 ч.
Звуковой сигнал таймера	+
Дисплей	ЖК, 2 × 16 знаков
Размеры (Д×Ш×В)	240x260x165 мм
Вес	3,2 кг
Потребляемый ток / мощность	12 В, 4,4 А / 55 Вт
Внешний блок питания	вход, AC 100–240 В, 50/60 Гц; выход, DC 12 В



КАТ. HOMEP

With block CH-1	С блоком CH-1
BS-010410-BAI	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010410-BAQ	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010410-BA4	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010410-BAC	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
With block CH-2	С блоком CH-2
BS-010410-CAI	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010410-CAQ	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010410-CA4	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010410-CAC	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
With block CH-3	С блоком CH-3
BS-010410-UAI	230VAC 50/60Hz Euro вилка
BS-010410-UAQ	230VAC 50/60Hz UK вилка
BS-010410-UA4	230VAC 50/60Hz AU вилка
BS-010410-UAC	100VAC 50/60Hz US вилка, 120VAC 60Hz US вилка
BS-010410-AK	IQ OQ документ
BS-010410-BK	PQ документ

ООО «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

