

Микробиология

избранные аксессуары для микробиологии



Чашки Петри, Россия

Диаметр, мм – 90; высота, мм – 14; полистирол; ГОСТ Р 51609.

3315 Чашки Петри, d 90 мм, полистирол, h 14 мм, стерильные, 20 шт./уп., 480 шт./кор.

4,5 руб./шт

2160,00 руб./уп

Пробирки Хангейта

Разработаны для культивирования облигатных (строгих) анаэробов. Специальная винтовая крышка плотно прижимает септу и исключает проникновение кислорода из окружающей среды в пробирку во время автоклавирования и культивирования.

2047-16125 Пробирка Хангейта для облигатных анаэробов, с крышками и септами, 250 шт/уп



367,95 долл.

Целлюлозные пробки

Пробки для колб, колб Эрленмейера, бутылей, пробирок из прессованной целлюлозы; воздухопроницаемые; автоклавируемые, стерилизация при температуре до 200 °С; для емкостей с внутренним диаметром от 4,5-6,5 мм до 69-71 мм.



Стеклянные шарики (бусы)

Предназначены для посева газона микроорганизмов на плотной питательной среде в чашках Петри, а также для перемешивания растворов и/или гомогенизации образцов.

3362.0100 Стеклянные шарики (бусы), d 5 мм, 100 г, Россия

205,00 руб

3362.1000 Стеклянные шарики (бусы), d 5 мм, 1 кг, Россия

2034,90 руб



Пеналы для пипеток и чашек Петри

Пеналы для пипеток: круглые/квадратные; нержав. сталь/алюминий; дно и крышка с силиконовым покрытием или без.

3521423 Пенал для стерил. пипеток, круглый, алюминий, дл. 280-420 мм, d 60 мм

25,27 евро

8870 Пенал для стерил. пипеток, квадратный, нержав. сталь, дно и крышка с силик. покр., дл. 210-202 мм, 70x70 мм

140,02 евро

8961 Пенал для стерилизации чашек Петри, 10 мест, высота 250 мм, d 120 мм, нержав. сталь

233,49 евро

3524062 Штатив для пеналов пипеток, 6 мест, 195x315x235 мм, нержав. сталь

180,35 евро

Столики для засева чашек Петри вращающиеся

3361102 Столик вращающийся для чашек Петри d до 100 или 150 мм, механический, Petritum-M

267,30 евро

3361252 Столик вращающийся для чашек Петри d до 100 или 150 мм, электрический, сенсор, Petritum-E

486,75 евро




Цены указаны на 01.01.2018

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ■ ПЛАСТИК ■ СТЕКЛО ■ РЕАКТИВЫ ■ НАБОРЫ

www.dia-m.ru
заказ онлайн

Петли микробиологические

K1021	Петля микробиологическая, полистирол, 1 мкл, стерильная, 10 шт./уп.	0,65 евро
K1020.010-10	Петля микробиологическая, d 5 мм, полистирол, 10 мкл, дл. 21,5 см, стерильная, 10 шт./уп.	0,65 евро
3686132	Петля микробиологическая, d 3 мм, дл. 60 мм, нержав. сталь, без держателя, 10 шт./уп.	66,00 евро
3686232	Петля микробиологическая, d 3 мм, дл. 60 мм, платина/иридий, без держателя, 1 шт./уп.	66,00 евро
12001	Петля микробиологическая, d 1,5 мм, дл. 100 мм, нержав. сталь, 1 шт.	2,10 евро
12002	Петля микробиологическая, d 2,5 мм, дл. 100 мм, нержав. сталь, 1 шт.	2,10 евро
12003	Петля микробиологическая, d 4,0 мм, дл. 100 мм, нержав. сталь, 1 шт.	2,10 евро



Шпатели Дригальского

3362152	Шпатель Дригальского для засева, нержав. сталь	1 285,77 руб
3362162	Шпатель Дригальского для засева, стекло	478,89 руб



Горелки автоматические

Современная автоматическая газовая горелка Бунзена:

- пламя зажигается от сенсора движения при поднесении руки или другого предмета к корпусу горелки, ручную кнопку или педалью;
- устойчивое пламя не гаснет даже в ламинарном шкафу;
- яркий цветной дисплей отображает рабочий статус, подсказки безопасности и предостережения на русском языке;
- насадки для работы от природного (магистрального) газа или от пропана/бутана (газовые баллоны, картриджи) с механизмом быстрой замены;
- можно комплектовать каруселью для петель, что существенно ускоряет работу оператора.



3356202	Горелка газовая Phoenix II ассу, дисплей, выбор языка, поджиг от сенсора, педали, аккумулятор	971,85 евро
3859102	Горелка газовая Phoenix II standart, дисплей, выбор языка, поджиг от сенсора и педали	675,00 евро
3354202	Горелка газовая Phoenix II есо, поджиг от педали	641,85 евро

Стерилизаторы петель электрические

Электрические стерилизаторы для обработки микробиологических петель, шпателей, скальпелей – отличная замена газовой горелке:



- температура, °C – 750-1000;
- внутренняя керамическая и кварцевая трубки;
- равномерный прогрев по всей длине;
- не требует подключения к источнику газа;
- не является источником открытого пламени;
- корпус из нержавеющей стали и стекла;
- настройка времени остывания и стерилизации индивидуально для двух пользователей.



5.001.000	Стерилизатор электрический, термо спираль, d15 мм, SteriMax 15	624,00 евро
5.101.000	Стерилизатор электрический, термо спираль, d20 мм, SteriMax 20	692,00 евро
4.001.000	Стерилизатор электрический, ИК нагрев, d16 мм, SteriMax smart	998,20 евро
3399002	Стерилизатор электрический, ИК нагрев, d17мм, Solaris	1153,35 евро

000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская,
7, к. 3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
094-01-01-73
armenia@dia-m.ru