

ДИА•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line

IKA

designed for scientists



KMO 3 basic

/// Технический паспорт

Отмеченная наградами KMO 3 Basic - это небольшая, но мощная магнитная мешалка без функции нагрева. Она обладает:

- уникальной конструкцией со стеклянной поверхностью
- ярким и четким белым дисплеем
- плоской установочной поверхностью с подсветкой
- кнопкой блокировки
- функцией обратного вращения



designed for scientists

- встроенным интерфейсом USB (управление с помощью ПО labworldsoft и использование инструмента обновления прошивки)
- утопленной резьбой для стержня
- классом защиты IP42



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H2O) [l]	5
Производимая мощность привода [W]	9
Направление вращения	правый / левый
Отображение заданной скорости	Диодная линия
Контроль диапазона скоростей	Сенсорный ключ
Диапазон вращающего момента [грм]	10 - 1500
Регулирование скорости [грм]	10
длина перемешивающего стержня [mm]	20 - 80
Саморазогрев нагревательной плитки (Т(комн.): 22°C/длительность:1 час) [+K]	2
Нагревательная пластина материал	Стекло
Нагревательная пластина размер [mm]	140 x 120
Автоматическое изменение направления вращения	да
Установленная панель освещена	да
Макс. уровень освещения [lx]	15000
Отклонение скорости (без нагрузки, номинальное напряжение, при 1500 об / мин + 25 ° C) [±%]	2
Размеры [mm]	153 x 62.5 x 227
Вес [kg]	1.471
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 42
Разъем USB	да
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	13
Потребляемая мощность Standby [W]	0.8
Постоянное напряжение [V=]	24
Энергопотребление [mA]	500

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

